

yuwell

You ,we love life



EURL Kacem Médical

PARCE QUE LA SANTE N'A PAS DE PRIX

Aspirateur de mucosité Yuwell / E -A :

L'Aspirateur de mucosité avec batterie 7E-A prévu pour l'aspiration des mucosités chez l'adulte et l'enfant en détresse respiratoire par un traitement simple, rapide et efficace ,Il est spécialement conçu pour absorber des liquides épais tels que le sang, les mucosités, etc. Il n'est pas seulement utilisé comme aspirateur en salle d'opération, salle d'urgence, mais aussi à domicile en tant que produit de santé.

Caractéristiques :

- Puissance d'aspiration: 150mmHg à 560mmHg
 - Modèle AC/DC 12DC
 - Pression négative ≥ 0.075 MPa
 - Vanne d'arrêt de flotteur
 - Dimensions : 28cm x 19.6cm x 28.5cm
- Alimentation : 220AC+/-10%, 50Hz+/-1Hz Consommation 90VA
 - marqué CE
- Batterie interne : 30 minutes Recharge en 4 heures
 - Automatique: ≥ 18 L/min
 - Bruit <65dB
 - Réservoir 1 Litre
- Pompe sans huile de lubrification
 - Poids: 07 Kg.



7E-A

Etablissement pharmaceutique d'importation des dispositifs médicaux

Cité douzi 03 lot n°349 – Bab ezzouar, W. Alger.

Mobile : 0556.99.92.69 Tel. Fax N° : 023-62-57-86 Email : eurlkm@gmail.com

