

yuwell

You ,we love life



Eurl Kacem Médical

PARCE QUE LA SANTE N'A PAS DE PRIX



YE660B

Yuwell Tensiomètre Électronique Automatique Ye660B -

Moniteur de tension artérielle Qualités : Conception moderne Fabrication précise Facile à utiliser Données techniques : Mode de déploiement \ tLCD Méthode de mesure \ mesure toscillating \ t Chaîne de mesure : \ t Pression \ t0-280mmHg Impulsion \ t40-200u.\ /min Dans de pression \ t+ \ /-4mmHg Dans d'impulsion \ t+ \ /-5% de la valeur de lecture Façon d'opération \ opération tIntermittent Classification de sécurité \ pièce électriques application de tBF Capteur de pression \ capteur pression de tsemiconductor Alimentation CC \ /600mA de la puissance \ t5xbatteries aa 6V

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Grande échelle LCD
- Facile à utiliser
- Fabrication précise
- Indication pour BHI
- Détection Manchette pour L'emballage
- Affichage de la valeur moyenne de trois fois la mesure.

Etablissement pharmaceutique d'importation des dispositifs médicaux

Cité 20 aout villa n°650 - Bordj El-Bahri, W. Alger.

Mobile : 0556.99.92.69 Tel. Fax N° : 023 -83-42-83 Email : eurlkm@gmail.com