

yuwell

You ,we love life



Eurl Kacem Médical

PARCE QUE LA SANTE N'A PAS DE PRIX



M103

Nébuliseur à mailles M103

Traits :

Puissance d'entrée : DC 3.0V (pile alcaline de taille « AA» * 2)

Bruit de fonctionnement: env. 37 dB (A)

MMAD: 3,49 u m (selon la norme européenne EN13544-1)

Taux de buée maximum: ≥ 0.2 mL / min

Quantité résiduelle: <0,25 ml

Masque: polypropylène,

QTN: 10 pièces / CTNG.W./N.W.: 4,7 / 0,97 kg

Taille: 40,5x33,5x 17 cm

Etablissement pharmaceutique d'importation des dispositifs médicaux

Cité 20 aout villa n°650 - Bordj El-Bahri, W. Alger.

Mobile : 0556.99.92.69 Tel. Fax N° : 023 -83-42-83 Email : eurlkm@gmail.com