



Eurl Kacem Médical

PARCE QUE LA SANTE N'A PAS DE PRIX



Béquilles

Caractéristiques :

Alliage d'aluminium à réglage unique.

Tube d'arc latéral de 9 mm, Tube inférieur de 22 mm, Tube de réglage à 9 niveaux de 25 mm.

Embout en caoutchouc antidérapant, épaisseur de 0,6 mm.

Poignée en mousse souple.

Poids net: 9,5 kg.

Poids brut : 10 kg.

Taille d'emballage : 120*27*31cm, 10 paires par carton.



EKM-bq01

Etablissement pharmaceutique d'importation des dispositifs médicaux

Cité douzi 03 lot n°349 – Bab Ezzouar, W. Alger.

Mobile : 05-56-99-92-69 Tel. Fax N° : 023-62-57-86 Email : eurlkm@gmail.com